

اطلاعات سفارش:

14010310507 (H917) 1 x 40 ml R1+1 x 10 ml R2

کاربرد:

معرف جهت اندازه گیری کمی ایمونوگلوبولین های IgG در سرم و پلاسما با استفاده از دستگاه بیوشیمی ، فتومتر ، اسپکتروفتومتر

مقدمه:

ایزوتایپ های متفاوت ایمونوگلوبولین های انسانی (IgD, IgE, IgM, IgA, IgG) گلیکوپروتئین های ساختاری و عملکردی را شامل می شوند. IgG انسان دارای وزن مولکولی حدود ۱۵۰ کیلو دالتون می باشد و از دو زنجیره سبک یکسان و دو زنجیره سنگین یکسان تشکیل شده که توسط پیوندهای دی سولفیدی و به شکل Y به یکدیگر اتصال یافته اند. IgG سرمی توسط سلول های پلاسما (B-cells) تولید می شود و حدود ۷۵٪ از ایمونوگلوبولین های محلول را شامل می شود. مهمترین نقش IgG سرم، اتصال به آنتی ژن ها، شروع فعال سازی کمپلمان و فعال سازی کاتابولیسیم آنتی ژن ها می باشد. کاهش غلظت IgG سرم در سندرم های نقص سیستم ایمنی اولیه و ثانویه رخ می دهد و همچنین افزایش از دست دادن پروتئین به دلیل سندرم نفروتیک ممکن است منجر به کاهش غلظت IgG شود. افزایش بالای یک کلاس از ایمونوگلوبولین ها به دلیل مولتیپل میلوما، ممکن است باعث کاهش ایمونوگلوبولین های کلاس های دیگر از جمله IgG شود. افزایش غلظت IgG در عفونت های شدید و بیماری های خودایمن نیز دیده می شود. همچنین اشکال مختلف میلوما مقادیر زیادی از IgG مونوکلونال و پلی کلونال را مانند دیگر کلاس های ایمونوگلوبولین ها تولید می کند. تعیین مقدار کمی IgG سرم برای تشخیص افتراقی این بیماری ها مهم است.

روش:

ایمونوتوربیدیمتری

اساس آزمایش:

کمپلکس های ایمنی تشکیل شده در محلول، نور را متناسب با اندازه، شکل و غلظت این کمپلکس ها پراکنده می کنند. کاهش نور تابشی به دلیل بازتاب، جذب یا پراکندگی توسط کدورت سنج ها اندازه گیری می شود. در این روش، کاهش شدت نور منتقل شده (افزایش جذب) از طریق ذرات معلق در محلول، نتیجه کمپلکس های تشکیل شده در طی واکنش آنتی ژن-آنتی بادی است.

محتویات و مقادیر معرف:

Final concentration of reactive ingredients:	
Tris buffer pH 7.2	48mmol/L
Polyethylene glycol 6000	3.1%
Anti-IgG antiserum	Dependent on titre

همچنین حاوی مواد نگهدارنده می باشد.

شرایط نگهداری و پایداری محلول ها:

محلول معرف بصورت آماده مصرف می باشد.

محلول ها باید در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد نگهداری شوند و تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها قابل مصرف می باشند.

توجه: از فریز نمودن و قرار دادن محلول ها در مجاورت نور

خودداری شود.

هشدارها:

برای پایداری نمودن محلول ها از سدیم آزاید استفاده شده است. لذا از بلعیدن و تماس مستقیم محلول ها با دهان و دست و چشم ها خودداری شود و در صورت تماس بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

کلیه موارد ایمنی معمول در آزمایشگاه در هنگام کار با محلول ها رعایت گردد.

بهداشت و ایمنی دفع مواد زائد:

برطبق قوانین تدوین شده وزارت بهداشت عمل شود.

لوازم و مواد مورد نیاز:

تجهیزات معمول آزمایشگاه پزشکی

سرم فیزیولوژی (محلول NaCl با غلظت ۹ گرم در لیتر)

کالیبراتور و کنترل ها:

جهت کالیبر و کنترل، می توانید از کالیبراتور و کنترل پروتئین شرکت آتیه آنالیز تشخیص استفاده نمایید.

Duocal specific protein	1 ml	14030220505
Duotrol specific protein	1 ml	14020220505

روش آماده سازی کالیبراتور:

- ۲۰۰ μL Duocal Protein رقیق نشده را در جایگاه ۶ قرار دهید.
- ۲۰۰ μL Duocal Protein رقیق نشده را به نسبت ۱+۱ با سرم فیزیولوژی رقیق نمایید و در جایگاه ۵ قرار دهید.
- ۲۰۰ μL Duocal Protein رقیق شده را از جایگاه ۵ برداشته و به نسبت ۱+۱ با سرم فیزیولوژی رقیق نمایید و در جایگاه ۴ قرار دهید.
- ۲۰۰ μL Duocal Protein رقیق شده را از جایگاه ۴ برداشته و به نسبت ۱+۱ با سرم فیزیولوژی رقیق نمایید و در جایگاه ۳ قرار دهید.
- ۲۰۰ μL Duocal Protein رقیق شده را از جایگاه ۳ برداشته و به نسبت ۱+۱ با سرم فیزیولوژی رقیق نمایید و در جایگاه ۲ قرار دهید.
- در جایگاه شماره ۱ فقط آب مقطر قرار دهید.

با یک بار آماده سازی کالیبراتور به طریق فوق می توانید کیت های C3، C4، IgG، IgA، IgM، Transferrin و Ceruloplasmin را همزمان کالیبر نمایید. (پایداری کالیبراتور پس از رقت سازی فوق ۲ ساعت می باشد.)

نمونه ها:

سرم، پلاسما همراه با EDTA یا هپارین

از آلوده شدن نمونه ها جلوگیری شود.

شرایط نگهداری و پایداری نمونه ها:

پایداری IgG در سرم یا پلاسما:

در دمای ۲-۸ درجه سانتیگراد ۳ روز

در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد ۸ روز

در صورت آلوده شدن نمونه ها، آن ها را دور بریزید.

استفاده از نمونه ای که بیش از یکبار از فریزر خارج شده، توصیه نمی شود.

روش دستگاہی:

جهت دریافت پارامتر دستگاه های مختلف، با بخش فنی شرکت آتیه آنالیز تشخیص تماس بگیرید.

روش انجام آزمایش به صورت دستی:

طول موج: ۳۴۰ تا ۴۵۰ نانومتر

قطر کووت: یک سانتیمتر

دما: ۳۷ درجه سانتیگراد

اندازه‌گیری: فتومتر با بلانک هوا روی صفر تنظیم شود.

دقت (در ۳۷ درجه سانتیگراد):

Intra-assay precision n=20	Mean (mg/dL)	SD (mg/dL)	CV (%)
Sample 1	1181	26.92	2.28
Sample 2	1965	36.52	1.85
Sample 3	2235	38.95	1.74

Intra-assay precision n=40	Mean (mg/dL)	SD (mg/dL)	CV (%)
Sample 1	1186	25.84	2.17
Sample 2	1962	34.25	1.74
Sample 3	2231	37.45	1.68

مقایسه روش‌ها:

در مقایسه انجام شده جهت ارزیابی کیت IgG با یومد (Y) با یکی از متداولترین کیت‌های IgG (X) بر روی ۵۱ نمونه بیمار نتیجه زیر بدست آمد.
 $y = 1.10(x) - 52.9 \text{ mg/dL}; R^2 = 0.997$

References:

1. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: THBooks Verlagsgesellschaft; 1998. p. 667-78.
2. Johnson AM, Rohlfes EM, Silverman LM. Proteins. In: Burtis CA, Ashwood ER. editors. Tietz textbook of clinical chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company; 1999. p. 507-12.
3. Bartl R, Hoechtlen-Vollmar W, Thomas L. Monoclonal immunoglobulins. In: Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 74258.
4. Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 5th ed. Volume 1 and 2. Washington, DC: The American Association for Clinical Chemistry Press 2000.
5. Dati F, Schumann G, Thomas L, Aguzzi F, Baudner S, Biennu J et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:517-20.

نمونه یا کالیبراتور	بلانک	
-	۶ میکرولیتر	آب مقطر
۶ میکرولیتر	-	نمونه یا استاندارد
۸۰۰ میکرولیتر	۸۰۰ میکرولیتر	محلول شماره ۱
پس از مخلوط نمودن به مدت ۵ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد انکوبه نموده، جذب نوری اولیه کالیبراتور و نمونه‌ها را اندازه‌گیری نمایید و سپس محلول شماره دو را به ترتیب زیر اضافه نمایید.		
۲۰۰ میکرولیتر	۲۰۰ میکرولیتر	محلول شماره ۲
پس از ۲ دقیقه انکوباسیون مجدد در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد جذب نوری ثانویه را در برابر شاهد اندازه‌گیری نمایید.		

برای محاسبه تغییرات جذب نوری (ΔA)، جذب نوری اندازه‌گیری شده در مرحله اول برای هر کووت را از جذب نوری اندازه‌گیری شده در مرحله دوم کسر نمایید. سپس تغییرات جذب نوری بدست آمده از کالیبراتورهای مختلف را در جدول لگاریتمی وارد نموده و براساس منحنی بدست آمده غلظت کنترل و نمونه‌ها را تعیین نمایید.

دامنه مرجع:

Serum & Plasma

700 - 1600 mg/dL









هر آزمایشگاه باید بررسی کند که آیا محدوده مرجع بر جمعیت بیمار منطقه خود منطبق می‌باشد یا خیر و در صورت لزوم مرجع خود را تعیین کند

محدوده اندازه‌گیری:

این کیت جهت اندازه‌گیری IgG در محدوده ۱۷۵ تا ۳۵۰۰ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر طراحی شده و در مواردی که مقداری IgG بیش از ۳۵۰۰ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر باشد باید نمونه به نسبت ۱ بعلاوه ۱ با سرم فیزیولوژی رقیق و جواب آزمایش در عدد ۲ ضرب شود.

عوامل مداخله‌گر:

بیلی‌روبین تا غلظت ۶۰ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر و هموگلوبین تا غلظت ۱۰۰۰ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر و تری‌گلیسیرید تا غلظت ۲۰۰۰ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر و RF تا غلظت ۱۷۰۰ واحد بین‌المللی بر میلی‌لیتر باعث تداخل در آزمایش نمی‌شوند.

	Lot Number
	Catalogue Number
	Storage Temperature
	For In Vitro Diagnostic Use only
	Expiry Date (Year/Month)
	Warning, read Enclosed Documents
	Instruction For Use
	Manufactured By